



# Reanimatiepop

## Borst volwassene (met monitor)

### Quickstart Guide



## Inhoud

Voor je begint.....	2
Inleiding .....	2
Uitpakken en controleren .....	2
Opgelet  .....	2
Onderdelen.....	2
Plaatsen van het longzakje .....	3
<b>De borst gebruiken.....</b>	<b>4</b>
Reanimeren .....	4
Na afloop van een oefensessie.....	4

# Voor je begint...

## Inleiding

Deze pop is uitgerust met een CPR monitor met LED 's die zich in de linker schouder van de pop bevindt. De LED 's reageren op het aantal compressies/min tijdens een reanimatie.

## Uitpakken en controleren


- Borst volwassene
- Tas
- Longzakje

## Opgelet



- Reinig de pop vooraleer je ermee aan de slag gaat.
- Gebruik hiervoor het reinigingsdoekje of een mengsel van water en zeep.
- Gebruik geen schuurmiddelen!

## Onderdelen



Sporttas




Jogging jasje (zwart)



Ontsmettingspray

## Plaatsen van het longzakje



### Openen borstbedekking

- Trek de borst huid los van de pop.

### Opgelet





- Trek VOORZICHTIIG stuk voor stuk de huid bij de knoppen los (10x) om blijvende rek of scheuren van de openingen van de borstbedekking te vermijden.




### Longzakje plooien

- Neem het longzakje en plooï het op volgens de gestippelde lijnen die erop geprint staan.





### Het longzakje insteken

- Kantel het hoofd van de pop naar achteren.
- Steek het longzakje met de geplooide zijde door de mond van de pop tot het aan de nek uitsteekt.



### Het longzakje doortrekken

- Grijp het longzakje onder de nek vast en trek het verder tot je ter hoogte van de compressieplaat bent.



### Longzakje met mondscherm

- Open het mondscherm en bevestig het aan de 2 'knoppen' die zich aan de oren bevinden.
- Open het **longzakje** en leg het **passend** met de cirkel op de zwarte compressieplaat.

### Opgelet

- Zorg dat het longzakje niet verdraaid is!

### Sluiten van de borstbescherming

- Bevestig de borstbedekking van de pop

## De borst gebruiken...



### Reanimeren




- Na de eerste compressie lichten alle vier LED's aan de bovenste linker schouder op. Dit geeft aan dat alle lichten werken en de 2 AA-batterijen opgeladen zijn (zie rug → blauw kastje linksboven)

### Opgelet

- Wanneer je een klik hoort tijdens een compressie geeft dit aan dat deze diep genoeg is uitgevoerd.



rood signaal: het aantal compressies bedraagt nul tot minder dan 60 cpm/min.



oranje signaal: de 60 cpm/min worden bereikt.



1<sup>ste</sup> groen signaal: bij 80 cpm/min schakelt het oranje licht uit en gaat het eerste groene licht aan tot 100 cpm/min is bereikt.



2 groene lichten: het juist aantal cpm/min tussen 100-120 zijn bereikt.



oranje licht knippert: (te) hoog aantal cpm/min.

## Na afloop van een oefensessie

Controleer de oefenpop en meld eventuele gebreken aan RTC Limburg.